



GT2000 甲拌磷快检仪



产品简介

鉴知技术 GT2000甲拌磷快检仪是一款针对中药材中甲拌磷残留的快检设备。该设备能够实现当归、菊花、金银花、薄荷和广藿香等甲拌磷易超标的中药材快速检测。设备操作快速简单，适用于中药材企业、交易市场和快检车等多种场景。

技术特点

- **检测快速**，最快 4 小时出结果，节约数周的送样检测时间
- **检测准确**，与第三方检测结果一致
- **耗材便宜**，节省大量送检费用
- **高灵敏度检测**，满足药典检出限要求
- **操作简单**，用户界面方便直观



配套试剂盒

应用场景

交易市场



中药企业



快检车



检测示例

甲拌磷易超标的中药材

